


Entegre cihazlarla çalışmanın avantajları

Laboratuvar bilgi yönetim sisteminizi klinik yönetim sistemine bağlayarak kliniğinizdeki iş verimliliğinizi artırın

- Hastaların dosyalarını ve faturalarını otomatik olarak düzenleyerek yapılabilecek hatalı ve eksik bilgi girişlerinin önüne geçebilirsiniz.
- Test istek formlarını otomatik olarak doldurarak, test sonuçlarını elektronik ortamda kaydedebilirsiniz.



* Uyumlu klinik yönetim sistemlerini öğrenmek için IDEXX ile iletişime geçiniz.

** Metzger, F. Integrated in-house diagnostics: Better medicine, better management. Diagnostic Insights. 2007

IDEXX VetLab Suite, dünya çapında veteriner kliniklerinin işleyiş biçimini kolaylaştırmak için geliştirmiş olduğumuz sistemlerden sadece birisidir.

Birbiri ile entegre olabilen cihaz ve sistemlerimiz size zaman kazandırmak ve kliniğinizin verimliliğini arttırmak üzere tasarlanmıştır.

“ Özellikle entegre bir laboratuvar sistemi kullandığınızda kendi kliniğinizde analiz yapmanın faydalarını gerçekten görüyorsunuz. Veteriner hekimler kliniklerinin gelişmesini sağlayacak cihazları minimum efor ile kullanarak hastalarına ve hasta sahiplerine sundukları hizmetin kalitesini arttırıyorlar.** ”

Fred Metzger, DVM, DABVP



www.mvm.com.tr

tel: 0 216 540 86 86

IDEXX
LABORATORIES

www.idexx.eu

All ®/TM marks are owned by IDEXX Laboratories, Inc. or its affiliates in the United States and/or other countries.
The IDEXX Privacy Policy is available at idexx.com © 2015 IDEXX Laboratories, Inc. All rights reserved • 8230-03 OER

IDEXX VetLab® Station



Entegre Klinikler için Laboratuvar
Bilgi Yönetim Sistemi

IDEXX
LABORATORIES

IDEXX VetLab® Station tüm cihazlarınızı bir arada

Buradan başlayın!


1. 'Analiz'e basın ve hasta bilgilerinizi girin
2. Kullanmak istediğiniz analiz cihazlarını seçerek "Çalıştır"a basın



3. IDEXX VetLab cihazlarınız ile analize başlayın



4. Parametrelerdeki değişimleri grafik üzerinde görüntülemek istiyorsanız "Kayıtlar" sekmesine giderek hastanızı ve trend eğrisini oluşturmak istediğiniz parametreleri seçin



Client: Adams, Kimberly (32786)	Gender: Female/Spayec
Patient Name: Casey	Weight: 12.0 lbs
Species: Feline	Age: 9 Years
Breed: Mixed	

Test	Results	Client: Adams, Kimberly (32786)
Catalyst Dx (April 22, 2010)		Patient Name: Casey
GLU	11.82 mmol/L	Species: Feline
BSUN	16.4 mmol/L	Breed: Mixed
CRISA	318 umol/L	
BUNCREA	0.05	
PHOS	1.58 mmol/L	
Ca	2.53 mmol/L	
TP	67 g/L	
ALB	30 g/L	
GLOB	37 g/L	
ALBULOB	0.8	
ALT	48 U/L	
ALP	39 U/L	
GGT	1 U/L	
TBL	1.7 umol/L	
CHCL	4.82 mmol/L	

Test	Results	Ref
ProCyte Dx (April 22, 2010)		
RBC	3.24 10 ¹² /L	6.80
HCT	0.101 L/L	23.5
HGB	4.7 g/dL	10.5
MCV	40.4 fL	41.0
MCH	14.90 pg	12.30
MCHC	35.9 g/dL	29.0
RDW	15.6 %	15.0
% RETIC	0.5 %	
RETIC	14.9 10 ⁹ /L	10.0
WBC	18.42 10 ⁹ /L	6.00
%NEU	88.3 %	
%LYM	2.4 %	
%MONO	9.0 %	
%EOS	0.2 %	
%PLT	0.1 %	
NEU	14.73 10 ⁹ /L	3.00
LYM	0.82 10 ⁹ /L	2.50
MONO	0.01 10 ⁹ /L	0.30
EOS	0.02 10 ⁹ /L	0.00
PLT	0.02 10 ⁹ /L	0.00
RBC Frag	* suspect presence	
PLT	216 10 ⁹ /L	250

Client: Adams, Kimberly (32786)	Gender: Female/Spayec
Patient Name: Casey	Weight: 12.0 lbs
Species: Feline	Age: 9 Years
Breed: Mixed	


Test	Results	Ref
IDEXX VetLab UA (April 22, 2010)		
pH	6.5	
PRSD	1+	
GLU	negative	
KET	negative	
URS	negative	
BL	negative	
BLD	negative	

Test	Results	Ref
SNAP Feline Combo (April 22, 2010)		
FeLV	negative	
FeV2	negative	

raja getirerek kolay ve sorunsuz kullanım sağlar

önceki sonuçlar

16/01/10
9:43 AM
4.75 10¹²/L
0.203 I/L
6.9 g/dL
42.7 fL
14.53 pg
34.0 g/dL
18.2 %
0.3 %
14.5 10⁹/L
14.28 10⁹/L
78.6 %
16.5 %
3.8 %



entegre rapor

Kliniğinizin verimliliğini arttırın

- Hastalarınızın geçmiş kayıtlarını karşılaştırmalı olarak görüntüleyin
- Bir önceki test sonuçlarını organ spesifik sırada inceleyerek anormallikleri daha kolay tespit edin
- Hastalık durumu ve değişimler hakkında hızlıca fikir sahibi olun
- Her test sonucunun o hastaya ait kayıt dosyasına aktarıldığından emin olun

Yönetim sisteminizi geliştirin

- Hasta, hasta sahibi bilgileri ve test sonuçlarını tek bir raporda birleştirerek verilerinizin kontrolünü kolayca sağlayın
- Tek bir ekran ile tüm IDEXX VetLab analiz cihazlarınızı kontrol edin
- Hasta ve hasta sahibi bilgilerini otomatik olarak yükleyerek veri giriş hatalarını ortadan kaldırın
- Sınırsız rapor depolama kapasitesi ile raporlarınıza istediğiniz anda ulaşın
- Daha iyi bir klinik içi raporlama sistemi sayesinde müşterilerinizin memnuniyetini arttırın
- IDEXX SmartService desteğinin kolaylıklarından faydalanın

Test sonuçlarınızı en iyi şekilde değerlendirin

- IDEXX VetLab analiz cihazlarından alınan bütün sonuçları ve SNAP test sonuçlarını tek bir raporda görüntüleyin
- Grafik ve trend eğrileri yardımı ile hastalığın seyrini kolayca takip edin
- Teşhisi ve prognozu hasta sahibine daha kolay bir şekilde açıklayın
- Anormal değerlerin olası sebeplerini açıklayan bilgilere rahatlıkla ulaşın

* IDEXX SmartService™ ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen <http://www.idexx.nl/diergezondheid/analysatoren/smartservice/> sayfasını ziyaret edin